


FICHE PRODUIT



Aiguilles pour Neuro-stimulateur pour blocs plexiques et nerveux périphériques

Référence : SOC-5897468

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Aiguilles pour Neuro-stimulateur pour blocs plexiques et nerveux périphériques

Conditionnement: boîte de 20

Disponibles au même prix:

- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 100 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 100 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 120 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 120 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 150 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 150 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 25 mm, Classe CE : IIa;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 25 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 35 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 35 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 50 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 50 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 17° - 85 mm, Classe CE : IIa;
- Aiguille neurostimulation biseau 30° - 85 mm, Classe CE : IIa

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/15407-aiguilles-pour-neuro-stimulateur-pour-blocs-plexiques-et-nerveux-peripheriques.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com