

FICHE PRODUIT

Photomètre (Colorimètre) de chlore MD100 - Kit complet

Référence : SOC-MD32100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Photomètre (Colorimètre) de chlore MD100

Le photomètre de piscine 3-en-1 Lovibond® MD 100 est un appareil de mesure multiparamètre pour l'analyse simple et rapide de la qualité de l'eau de piscine. Testez le chlore, le pH et l'acide cyanurique avec les pastilles de réactif ou les réactifs liquides Lovibond®. Le MD 100 est prêt à l'emploi et contient tous les réactifs et accessoires nécessaires aux tests.

Photomètre MD100 Chlore avec mallette de transport (pastilles DPD1N et 3N: 0.02-6 mg/l Cl et sachets poudre: 0.02-2 mg/l).

Avantages :

- Dimensions compactes et design ergonomique pour applications mobiles
- Construction sans éléments mobiles
- Grand écran bien lisible
- Proposé avec des associations de paramètres spécifiques à l'industrie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Applications :

- Contrôle de la désinfection
- Contrôle de l'eau de la piscine
- Eau de chaudière
- Eau de refroidissement
- Traitement de l'eau brute
- Traitement de l'eau de la piscine
- Traitement de l'eau potable
- Traitement des eaux usées

CONTENANT DU KIT : 1 MALLETTE + 2 PILES ALCALINE AA 1,5V DURACEL + 1 Photomètre MD100 Chlore + 2 CUVE MD100/200 10ml 24 mm par 1 unité + 1 Pil.DPD1 Noire en boîte de 100 pil. + 1 Pil.DPD3 Noire en boîte de 100 pil. + 1 SERINGUE 10 ML + 1 Agitateur plastique à l'unité

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15408-photometre-colorimetre-de-chlore-md100-kit-complet.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com