

FICHE PRODUIT

DISQUE 2/1J ROUGE DE PHENOL PH 6,8 A 8,4

Référence : SOC-311221130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DISQUE 2/1J ROUGE DE PHENOL PH 6,8 A 8,4

Pour la mesure du pH de 6.8 à 8.4 cuve 13.5 mm 10 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15410-disque-2-1j-rouge-de-phenol-ph-6-8-a-8-4.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com