

FICHE PRODUIT

DISQUE 3/40A CHLORE 0,1 A 1 mg/l

Référence : SOC-311234010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DISQUE 3/40A CHLORE 0,1 A 1 mg/l

Pour la mesure de Chlore DPD 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 mg/l eq. Cl₂ cuve 10 ml 13.5 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15411-disque-3-40a-chlore-0-1-a-1-mg-l.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com