

FICHE PRODUIT

Agitateur va et vient pour poche de sang vitesse lente Modèle AWA

Référence : SOC-PL0012

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptions de l' Agitateur va et vient pour poche de sang vitesse lente Modèle, AWA

L'agitateur va et vient pour poche de sang vitesse lente Modèle AWA se pose simplement sur la table de laboratoire. Il permet d'agiter 48 poches de sang. Il est doté d'un système de détection d'arrêt accidentel.

L'agitateur va et vient pour poche de sang vitesse lente à plateau pour agitation de poches de sang, monté sur 4 pieds de caoutchouc.

Caractéristiques de L'agitateur va et vient pour poche de sang vitesse lente AWA

Type d'agitateur : à plateforme

Mouvement : va et vient

Elongation : élongation de 36 mn

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contrôle de vitesse : Fixe

Plage de vitesse : 60cycles par minute

Taille de plateau (longueur x largeur) : 50 x 40 cm

Type de support :

- AWA sans plateau
- AWA avec étagères 8 plateaux inox (Etagère 8 plateaux inox permettant d'agiter 48 poches de sang: chaque plateau pouvant recevoir 6 poches)

Réglage/commande/affichage :

- Système de détection d'arrêt accidentel pouvant être relié à une alerte extérieure.
- Alarme sonore.
- Le tableau avant comporte l'interrupteur marche arrêt avec lampe-témoin verte de marche.

Données techniques :

Dimension : 55x 44x39 cm hauteur d'un plateau 30 mm

Poids : 30 kg avec les plateaux)

Puissance : 30W

Alimentation électrique : tension d'alimentation : 230V monophasé 50Hz

Fusible : 2 x 160 Ma.t.250V Cordon-secteur amovible de 1.50 m avec prise surmoule 10/16 amp. 2P+T

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15412-agitateur-va-et-vient-pour-poche-de-sang-vitesse-lente-modele-awa.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
agitateur_type_support - Sans plateau	SOC-PL001	
agitateur_type_support - Avec étagères 08 plateaux inox, pour 6 poches à sang par plateaux	SOC-PL002	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com