

FICHE PRODUIT



Endoscope rigide 70 °, Diamètre 4 mm, longueur 180 mm (Sinuscope)

Référence : SOC-258963

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Endoscope rigide 70 °, Ø 4 mm, longueur 180 mm

L'Endoscope rigide 70 °, Ø 4 mm, longueur 180 mm est un sinuscope

- Champ de vision: 70 °;
- Diamètre: 4 mm;
- Longueur: 180 mm;
- autoclavable: 134 ° C / 273 ° F

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15415-endoscope-rigide-70-o-4-mm-longueur-180-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com