

FICHE PRODUIT



FlexiHealth, écran de protection personnelle à usage médical

Référence : SOC-598473

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

FlexiHealth, écran de protection personnelle à usage médical

FlexiHealth, écran de protection personnelle à usage médical est un équipement de protection individuelle pour réduire le risque d'exposition virale lors de procédures médicales. Destiné aux dentistes, ophtalmologues, chirurgiens plastiques, etc.

FlexiHealth agit comme une barrière de protection contre les gouttelettes et les aérosols qui provoquent la transmission de l'infection. Il renforce la sécurité du professionnel de la santé sans altérer les conditions de travail avec le patient.

Caractéristiques du FlexiHealth, écran de protection personnelle à usage médical:

Il est constitué d'un écran en polycarbonate de 3-4 mm d'épaisseur, qui offre une visibilité optimale du champ opératoire, ainsi qu'une résistance extrême aux chocs et aux rayures.

Il est équipé d'un bras articulé flexible et d'une pince réglable qui lui permet d'être fixé sur n'importe quelle surface, selon les besoins de l'utilisateur, en occupant un minimum d'espace.

- Longueur de bras : 1000 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ouverture maximale: 5,5 cm
- **Taille des écrans :**

a) 410 × 410 mm

b) 330 × 330 mm

Pour d'autres quantités ou mesures personnalisées, veuillez nous consulter.

Entretien et maintenance du FlexiHealth, écran de protection personnelle à usage médical :

Ses composants peuvent être démontés indépendamment pour faciliter le nettoyage ou la relocalisation, dans le cas de professionnels indépendants ayant des services.

Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humide ou un chiffon et du savon neutre. L'utilisation d'un nettoyant pour vitres n'est pas recommandée, car elle pourrait endommager le verre.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-contre-radiations-beta/15416-flexihealth-ecran-de-protection-personnelle-a-usage-medical.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_size - 330 × 330 mm	SOC-5984735	
glove_size - 410 × 410 mm	SOC-5984736	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com