

FICHE PRODUIT

Appareil de radiographie numérique Modèle PLX8500C

Référence : SOC-PLXC8500

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Radiographie : Numérique

Description du produit

Appareil de radiographie numérique Modèle PLX8500C

La puissance d'imagerie élevée de 55 kW et 65 kW de l'**appareil de radiographie numérique PLX8500C** permet une radiographie de courte durée, éliminant pratiquement toute bavure de mouvement. Sa conception mécanique flexible assure un fonctionnement intelligent, convivial et pratique.

L'**appareil de radiographie PLX8500C** possède de puissantes fonctions de réseau répondant à vos exigences. La tâche de l'opérateur est plus facile grâce à l'interface utilisateur intelligente.

Le système de traitement d'image pratique et le système d'affichage médical haute définition fournissent un diagnostic efficace et précis.

Assemblage de source de rayons X

Le générateur du **PLX8500C** et le contrôle automatique de l'exposition (AEC) (optionnel) fournissent une bonne qualité de pénétration des rayons X et permettent la sélection automatique des facteurs radiographiques, le gain de temps, l'élimination des temps de reprise, la réduction de la dose de rayonnement et augmentent la capacité de diagnostic.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Détecteur DR

Le détecteur à écran plat améliore votre flux de travail, votre vitesse d'examen et votre confort avec efficacité

Détecteur A-si avec écran CSI, fournit une excellente résolution spatiale.

Zone active: 17 "x17"

Autres avantages

Système mécanique

La protection multi-automatique et l'indicateur de code d'erreur garantissent un entretien pratique

Cadre à bras en U de conception attrayante, mouvement motorisé entièrement automatique, largement utilisé pour les positions debout et en décubitus

Les dispositifs de sécurité protègent contre les collisions avec le patient et les obstacles. Plusieurs types de méthodes de contrôle fournissent un accès instantané aux données du patient et aux paramètres clés.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/15422-modele-plx8500c.html>





SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Radiographie	Numérique

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com