

FICHE PRODUIT

Appareil de radiographie compact avec détecteur unique (fixe), modèle Ecoview 9 Plus Straight Arm

Référence : SOC-ECOVIEW9PLUS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Radiographie : Numérique

Description du produit

Appareil de radiographie compact avec détecteur unique (fixe), modèle Ecoview 9 Plus Straight Arm

L'appareil de radiographie **Ecoview 9Plus Straight Arm** de nouvelle génération offre un design compact et performant répondant aux besoins d'espace.

- Orientable et ajustable verticalement et horizontalement
- Inclinaison du panneau sous différents angles
- Table amovible.

Spécifications particulières :

- Système à rayons X 500mA / 125kVp
- Générateur de rayons X haute fréquence 40KW

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tube à rayons X: spot focal 1.0 / 2.0mm, 140KHU
- Support de colonne et unité de bras en C, motorisés
- Détecteur à écran plat a-Si (17 "x 17"), type fixe
- Logiciel et station de travail Ecoview DR
- Table mobile

Configuration complète comprenant :

- PSU (condensateurs) pour 40kw
- Conseil AEC
- Chambre ionique à trois champs x 1 pièce
- Chambre DAP

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15425-appareil-de-radiographie-compact-avec-detecteur-unique-fixe-modele-ecoview-9-plus-straight-arm.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Radiographie	Numérique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com