


FICHE PRODUIT

Cône à filtre Gilson en rack stérile (20µl-200µl)

Référence : SOC-258974

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cône à filtre Gilson® en rack stérile (20µl-200µl)

- Cône à filtre stérile Gilson® DIAMOND® en rack ;
- Application : Manipulation des liquides ;
- Avantage : Absence de contamination ;
- Capacité minimale (en µl) : 20µl ;
- Capacité maximale (en µl) : 200µl ;
- Longueur (en mm) : 53 ;
- Forme de la pointe : Pointe coupée droite ;
- Type de collerette : Gilson ;
- Gradué : oui ;
- Couleur : Naturel ;
- Conditionnement de vente : 960

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-gilson/15426-cone-a-filtre-gilsonr-en-rack-sterile-20-l-200-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com