


FICHE PRODUIT

Centrifugeuse hématocrite, Modèle KHT-410

Référence : SOC-KHT-410

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications :

Dimensions hors tout: 25 x 26,5 x 24 cm

Poids net: 10,2 kg

Interrupteur à bascule

Vitesse max: appr. 12 000 tr / min

RCF max.: 14490 x g

Minuterie: IC 30 minutes

Verrou de sécurité: OUI,

Rotor: F-2415 Pour 24 tubes capillaires.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/15427-centrifugeuse-hematocrite-modele-kht-410.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com