

FICHE PRODUIT

Fantôme PMMA équivalent patient 30 x 30 x 20 - 23 cm

Référence : SOC-H975CQI400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fantôme équivalent réalisé en PMMA Permet de créer un équivalent patient adulte. Il est composé de 3 plaques de 30x30x5cm en PMMA, 2 plaques 30x30x2cm en PMMA et de 4 plaques de 30x30x1cm en PMMA. Le fantôme équivalent réalisé en PMMA Permet de réaliser les vérifications mentionnées dans la décision du 12 Août 2015. Egalement de générer un diffusé équivalent patient adulte lors des études de postes.

TOLERANCE ISO 7823-1 qui correspond à une tolérance de +/- 10% +0,4 mm soit +/-2,4mm pour le 20mm et +/-1,4mm pour le 10mm.

Texte de référence : Décision DG du 12 août 2015 fixant les modalités du contrôle de qualité de certaines installations de radiodiagnostic

Dispositif conforme au point "4.2. Matériels nécessaires à la réalisation des contrôles"

Descriptif du fantôme dans la norme : "Fantôme équivalent patient de section au moins égale à 20 cm x 20 cm, d'épaisseur 20 cm $\pm$ 0,5 cm en eau ou en polyméthylmétacrylate (PMMA)"

Permet de réaliser le point 6.1.3. Exposeur Automatique

Permet de réaliser le point 6.1.4. Résolution spatiale

Permet de réaliser le point 7.1.3. Identification des caractéristiques de la grille anti-diffusante

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids brut / Poids Net: 25kg / 20kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fantomes-et-objets-tests-cqi-cqe/15428-fantome-pmma-equivalent-patient-30x30x20-23cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com