

FICHE PRODUIT

Urée, 2 x 125 ml

Référence : SOC-458973

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Urée, 2 x 125 ml

- méthode : Berthelot
- température de stockage : 2 - 8 °C
- conditionnement : 2 x 125 ml
- Certification CE

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/15429-uree-2-x-125-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com