

FICHE PRODUIT

Matelas gonflable pour la prévention et le traitement des escarres

Référence : SOC-YD082

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Matelas gonflable modèle YD-B pour la prévention et le traitement des escarre

Il est spécialement conçu pour prévenir et guérir les escarres du patient alité. Grâce à un micropore sur la surface du coussin d'air, un léger soufflage d'air pour refroidir le corps du patient, garder la peau sèche et empêcher la reproduction de cellules de pus afin de prévenir et de guérir l'escarre du patient confortablement soutenu par un coussin rempli d'air.

Ce produit se compose d'une pompe à air et d'un coussin d'air. Le coussin est fait de tissu en nylon enduit de caoutchouc et a ensuite des caractéristiques telles que haute résistance, léger et moulant, propre et pratique, sûr et durable, etc.

Sa pompe à air vibrante électromagnétique présente des caractéristiques de rendement élevé, de faible consommation d'énergie, de faible bruit et stabilité de fonctionnement à long terme.

Toutes les caractéristiques susmentionnées en font le meilleur produit pour la prévention et le traitement des escarres.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation: 220 ± 10%, 50Hz - 60Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance nominale: 8,5 VA
- Bruit de la pompe à air: 20db (A)
- Mesure: 47x37x57 cm
- Poids brute: 20 kg
- Poids net: 18 kg
- **Conditionnement par carton:** 4 pièces dans un carton
- **Unité de vente:** 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/15431-matelas-gonflable-modele-yd-b-pour-la-prevention-et-le-traitement-des-escarres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com