

FICHE PRODUIT

VIDEO-NYSTAGMOSCOPE - USB - masque avec caméra Ir

Référence : SOC-31213GI

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce système permet d'observer les nystagmus, grâce à des tests Vestibulaires standard (diagnostic de position et instrumental).

Il restitue à l'écran ou sur PC/Notebook les images des yeux du patient pendant les tests tout en rendant possible le test VST (Visual Suppression Test) grâce à un témoin à LED rouge situé à l'intérieur du masque pour obtenir l'effet de fixation.

Une technologie innovante permet une grande qualité d'image. Alimentation 220 V (12 V CC).

Spécifications techniques

Résolution 752 x 582 pixels, 520 lignes TV

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/15433-video-nystagmoscope-usb-masque-avec-camera-ir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com