

FICHE PRODUIT



Gaine à Soufflets AMF 3 - 10 x 4 X100m

Référence : SOC-104AMF1010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gaine à Soufflets "AMF" 3 - 10 x 4 X100m

1 face papier, 1 face polyrthylene

Conditionnement: unitaire

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/15436-gaine-a-soufflets-amfr-3-10-x-4-x100mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com