


FICHE PRODUIT

Bac de rétention polyéthylène avec caillebotis

Référence : SOC-256984

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bac de rétention polyéthylène avec caillebotis

- Bac de rétention 100% en polyéthylène ;
- Parfait pour le stockage de produits hautement corrosifs ;
- Peut être utilisé avec ou sans caillebotis caillebotis amovible ;
- La surface du caillebotis est antidérapante ;
- Les bacs sont emboîtables pour un gain de place maximal ;
- Capacité rétention (L) : 20 ;
- Dim. ext. Lxl (mm) : 600 x 400 ;
- Haut. ext. (mm) : 155 ;
- Coloris caillebotis : vert ;
- Charge (kg) : 50 ;
- Poids(kg) : 3.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15441-bac-de-retention-polyethylene-avec-caillebotis.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com