

FICHE PRODUIT



Tubes Mélangeurs Pour Le Sang

Référence : SOC-403790

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubes Mélangeurs Pour Le Sang

Dimensions: env. 60 x 12 mm, env. 4 ml, s'adaptant à tous les appareils à sédimentation.

Avec bouchon en caoutchouc

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-vis/15444-tubes-melangeurs-pour-le-sang.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com