


FICHE PRODUIT



Simulateur d'OB avancé Susie

Référence : SOC-1019303

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Simulateur d'OB avancé Susie

Ce simulateur d'accouchement alimenté par batterie offre plus de 30 heures de fonctionnement et utilise des matériaux durables pour des années d'utilisation.

Livré avec une blouse de sage-femme, deux paires de gants sans latex, une poire d'aspiration, un stéthoscope conventionnel, un stéthoscope Pinard, un support de prélèvement sanguin avec poire à pression, un concentré de sang et d'urine simulé, 1 cathéter urinaire non stérile, 3 cervix dilatables, 2 placentas amovibles fragments, lubrifiant silicone et poudre de talc, manuel d'instructions et sac de transport.

Caractéristiques :

- Torse de naissance léger disponible dans des couleurs de peau claires, moyennes ou foncées
- Livraisons de sommets ou de culasse
- Augmentation du vide ou accouchements assistés par forceps
- Inserts vulvaires remplaçables et cols hautement extensibles
- Couvertures abdominales et opaques amovibles
- Bruits cardiaques maternels audibles de 0 à 200 bpm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bruits cardiaques audibles du nouveau-né de 0 à 220 bpm
- Cris, grognements et stridor audibles du nouveau-né
- Foetus avec coussin élévateur pour pratiquer les manœuvres de Léopold
- Le rectum permet la médication

Naissance d'un bébé ayant :

- Deux placentas avec fragments amovibles
- Quatre cordons ombilicaux
- Deux connecteurs
- Deux clips ombilicaux
- Naissance d'un bébé ayant un crâne avec des fontanelles
- Fréquence cardiaque audible de 0 à 220 bpm
- La peau douce du visage s'adapte au-dessus de la tête pour la livraison sous vide / forceps

Nouveau-né ayant :

- Pouls ombilical actionné par ampoule à pression
- Coiffe pour minimiser l'hypothermie
- Cathétérisation ombilicale

Autres caractéristiques :

- Hémorragie post-partum 1,25 litre de liquide
- Contrôler l'hémorragie post-partum en massant l'utérus
- Cathétérisme vésical à débit urinaire variable

Accessoires :

- Alimenté par pile. Quatre piles AA capables de plus de 30 heures de fonctionnement
- Robe de sage-femme avec boutons-pression
- Deux paires de gants sans latex
- Ampoule d'aspiration
- Stéthoscope conventionnel
- Stéthoscope Pinard
- Support de prélèvement sanguin avec poire à pression pour réguler la pression · Concentré de sang simulé
- Concentré d'urine simulé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Un cathéter urinaire non stérile (non à usage humain)
- Trois cols extensibles
- Deux placentas avec fragments amovibles
- Lubrifiant silicone et poudre de talc
- Mode d'emploi
- Sac de transport et de rangement

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/15447-simulateur-d-ob-avance-susier.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com