

FICHE PRODUIT

Savon doux haute fréquence à la glycérine, 1 Litre

Référence : ANI-GLY1L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Savon doux haute fréquence à la glycérine, 1 Litre * Indications: * Lavage hygiénique des mains. * Recommandé pour peaux sensibles et usages répétés. * Présence de glycérine. * Propriétés surgraissantes et hydratantes. * Propriétés microbiologiques: * Bactériostatique. * Fongistatique. * Mode d'emploi: * Se frotter les mains 30 sec. * Rincer; * Dose d'emploi: 2 ml. * Condition minimum de vente: Carton de 3 flacons de 1 L et 2 pompes doseuses

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/1545-savon-doux-haute-frequence-a-la-glycerine-1l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com