

FICHE PRODUIT



Spectrophotomètre Konica Minolta Modèle CM-5

Référence : SOC-S064605

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spectrophotomètre Konica Minolta Modèle CM-5

Le CM-5 est un spectrophotomètre extrêmement polyvalent pour mesurer la couleur de produits solides, pâteux, poudreux, liquides en mode réflexion ou en mode transmission. Le concept d'ouverture de mesure en mode réflexion sur la face supérieure de l'instrument - plusieurs ouvertures de tailles différentes - permet de mesurer tous les types d'échantillons. Le CM-5 est donc l'instrument de laboratoire parfaitement polyvalent pour des applications telles que les arômes et les parfums, les produits verriers, les produits agroalimentaires, les produits chimiques et pharmaceutiques, les matières plastiques.

Caractéristiques

Source lumineuse xénon pulsée

- gamme spectrale : 360 à 740 nm
- détecteur à double barrette de diodes
- mode d'éclairage par réflexion à 8° et mode transmission à 0°
- temps de mesure 1 seconde

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- affichage écran TFT couleur 5.7 pouces
 - calibrage automatique
 - connectique USB pour PC
 - connectique USB pour clef USB et prise RS232
- Livré complet pour la réflexion avec cible de mesure 30mm

- Double détecteur barrette de diodes
- > Affichage digital de la couleur mesurée
- > Autonome et polyvalent

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/15453-spectrophotometre-konica-minolta-modele-cm-5.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com