

FICHE PRODUIT

Gobelet de dépistage anti-dopage Express Results (6 canaux)

Référence : SOC-0030DLN6Y

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gobelet de dépistage anti-dopage Express Results (6 canaux)

Le **gobelet de test d'urine instantané Express Results** intègre le prélèvement d'échantillons et le test de dépistage de drogues dans un seul appareil grâce à l'utilisation d'une clé intégrée qui lance le processus de dépistage une fois le prélèvement terminé. Les résultats sont disponibles pour le praticien quelques minutes après le début du test et resteront stables pendant 60 minutes.

Le **gobelet de test d'urine instantané Express Results** contient des garanties de validité d'échantillons intégrées, y compris la température de l'échantillon, les agents oxydants, le pH et la créatinine. Ces garanties contribuent à garantir l'intégrité de l'échantillon et du test.

Ce **gobelet de dépistage de drogues** simple à utiliser est conçu pour être collecté et testé sur site, éliminant ainsi les coûts et les temps d'arrêt associés à une collecte hors site. Le **gobelet de test antidopage** a une durée de conservation prolongée de 18 mois. Si l'écran initial semble non négatif, l'échantillon doit être envoyé à l'un de nos laboratoires pour un test de confirmation de chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC / MS).

Alors que d'autres configurations de tests instantanés ou rapides sont disponibles sur demande, le **gobelet d'urine Express Results** standard comprend la carte d'immersion répertoriée par la FDA et les options de test en cupule intégrées suivantes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :

Liste des drogues testées :

1. Amphétamine

2. Cocaïne

3. Marijuana

4. Opiacés

5. PCP

6. Méthamphétamine

+ Test de validité du spécimen

++ Dispense CLIA

Conditionnement minimum de vente : 01

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15454-gobelet-de-depistage-anti-dopage-express-results-6-canaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com