

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie 3 gaz modèle ESV-630

Référence : SOC-258964

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'anesthésie 3 gaz modèle ESV-630

- Pour adulte et pédiatrique et nouveau-né (20-1500 ml) ;
- 3 gaz + faibles débits ;
- capacité 2 évaporateurs;
- Appareil à chaux sodée pour chirurgie ouverte / semi-fermée et fermée ;
- Écran LCD 10 pouces intégré avec surveillance anesthésique et respiratoire ;
- SPO2 inclus ;
- ACGO inclus ;
- aspiration intégrée incluse
- Modes de ventilation: IPPV SIMV A / C SIGH MANUAL STANDBY
- Surveillance: Vt, MV, fréquence, PAW

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Forme d'onde: P-T, F-T
- Conformité pulmonaire automatique du patient et compensation des fuites ;
- Batterie de secours prenant en charge pendant deux heures ou plus ;
- Technologie de contrôle automatique avancée, transducteur de haute précision et vanne de contrôle haute performance ;
- Circuit respiratoire compact, étanche et facile à utiliser ;
- Alarme sonore et visuelle ;
- Livré avec 2 vaporisateurs et tous les accessoires pour l'installation et la mise en service
- Dimensions de l'emballage en bois: L 920 * W 970 * H 1380 mm
- Poids brut: 156 kg
- Poids net: 102 KGS
- CBM: 1,24 m3

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/15455-appareil-d-anesthesie-3-gaz-modele-esv-630.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com