

FICHE PRODUIT



Colonne d'endoscopie vidéo Modèle Elysium Exera III

Référence : SOC-E0270421

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Colonne d'endoscopie vidéo Modèle Elysium Exera III

Description

Découvrez la **colonne d'endoscopie Elysium EXERA**, spécialement conçue pour améliorer la visualisation, le contrôle et le flux de travail. Innovante, la colonne d'endoscopie vidéo **Elysium Exera III** possède une configuration simplifiée qui comprend un chariot, un processeur, une source de lumière et un moniteur Haute définition (câbles inclus).

- **Moniteur Haute définition**
- **Chariot**
- **Processeur d'endoscopie vidéo :**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Observation	Sorties de signal vidéo	DVI, CVBS, Y/C, R, G, B, V, H/CS
Classification des équipements médicaux	Type de protection contre les chocs électriques	Classe I
	Degré de protection contre les chocs électriques	Dépend de la partie appliquée; voir aussi partie appliquée (caméra, vidéoscope)
	Niveau de protection contre les explosions	Le centre du système vidéo doit être tenu à l'écart des gaz inflammables
Puissance	Tension	100-240 V AC / 220 - 240 V AC (PAL) ; intervalle +/- 10%
	Fréquence	50Hz/60Hz intervalle +/- 10%
	La puissance d'entrée	150VA
Dimensions	Dimensions (WxHxL)	370x85x455mm ; 382 x 91 x 489 mm (maximum)
Poids	Poids	10.7 Kg

- Source de lumière

Lampe principale	Lampe au xénon à arc court (sans ozone) 300 W
Lampe de secours	Lampe halogène (dans le miroir) 12 V 35 W
Durée de vie approximative	Approximativement 500 Heures en utilisation continue (en utilisation intermittent, la durée de vie peut légèrement varier)
Méthode d'allumage	Régulateur de commutation
Mode d'intensité	Normal ou Elevé
Dimension (LxWxH)	370 x 150 x 476 mm (standard) / 390 x 162 x 551 mm (maximum)
Poids	19 Kg

Capable de s'adapter à tout, du coloscope au bronchoscope en passant par une échographie et un laparoscope, le système de pointe de la colonne de vidéo endoscopie offre la plus grande flexibilité possible pour une utilisation dans les services gastro-intestinaux, respiratoires et chirurgicaux.

Endoscopes compatibles:

SOCIMED SARL
 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

- VIDEO-GASTROSCOPE EVIS EXERA III 9.2 MM

HD 1080 lignes / NBI / canal 2,8mm

- VIDEO-COLOSCOPE EVIS EXERA III 12.8 MM

HD 1080 lignes / NBI / Champ de vue 140° / 2 faisceaux lumineux / Waterjet / innoflex / canal 3,7mm

- VIDEO-GASTROSCOPE EVIS EXERA III 5.4 MM

HD 1080 lignes / NBI / Compatible cautérisation HF / canal 2,2mm

- VIDEO-COLOSCOPE EVIS EXERA III 11.7 MM

innoflex / canal 3,2mm / HD 1080 lignes / NBI / Champ de vue 170° / Waterjet / RIT/

Accessoires disponibles:

- Système d'impression
- Pompe de lavage
- Pompe d'aspiration
- Système de maintenance

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/15458-colonne-d-endoscopie-video-gastroscope-modele-elysium-exera-iii.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com