


FICHE PRODUIT



Colonne d'endoscopie vidéo (Coelioscopie-laparoscopie) Haute Définition, Modèle SV-M4K30

Référence : SOC-SVM4K30

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Colonne d'endoscopie vidéo (Cœlioscopie-laparoscopie) Haute Définition, Modèle SV-M4K30

La Colonne d'endoscopie vidéo (Cœlioscopie-laparoscopie) Haute Définition, Modèle SV-M4K30, permet de visualiser sur un écran beaucoup plus grand sans compromis. Avec un niveau élevé de clarté de vision, vous et toute l'équipe de la salle d'opération êtes en mesure de vous immerger dans un monde cristallin.

DESCRIPTION :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Configuration Standard

	Laparoscope □0 °, φ10 mm, longueur de travail 344 mm, grand angle□
	Laparoscope □30 °, φ10 mm, longueur de travail 344 mm, grand angle□
	Camera
	Tête de Camera
	COUPLEUR DE ZOOM (f = 16 à 32 mm)
	Source de lumière LED (SL-ED10)
	Chariot
	Guide optique
	Moniteur 31,5 "

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires optionnels

	Moniteur 55"
	Laparoscope Ø5 X 312 mm 0°
	Laparoscope Ø5 X 312 mm 30°
	Hysteroscope/Cystoscope Ø2.9 X 302 mm 0°
	Hysteroscope/Cystoscope Ø2.9 X 302 mm 30°
	Arthroscope Ø4 X 175 mm 0°
	Arthroscope Ø4 X 175 mm 30°
	Arthroscope Ø4 X 175 mm 70°
	Hysteroscope/Cystoscope Ø4 X 302 mm 0°
	Hysteroscope/Cystoscope Ø4 X 302 mm 70°
	Resectoscope/Hysteroscope/Cystoscope Ø4 X 302 mm 30°
	Resectoscope/Hysteroscope/Cystoscope Ø4 X 302 mm 12°

Conformité et garantie

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/15459-colonne-d-endoscopie-video-coelioscopie-laparoscopie-haute-definition-modele-sv-m4k30.html>



SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com