

FICHE PRODUIT



Crème protectrice hydratante pour les mains Exeol Care Tube de 50ml

Référence : ANI-CPROT50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Crème protectrice pour les mains 50 ml * Indications: Protection de la peau des agressions répétées dues aux conditions de travail (solvants, détergents) * Propriétés microbiologiques: * Bactériostatique * Fongistatique * Mode d'emploi: * Déposer 1 noisette de crème sur main propre et sèche * Masser * Ne pas rincer * Condition minimum de vente: Flacon de 50 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/1546-creme-protectrice-pour-les-mains.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com