

FICHE PRODUIT

Aspirateur Chirurgical HOSPIVAC 400 2 X 5 litres avec pédale

Référence : SOC-RE.41035038

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Nouveau HOSPIVAC 400 a été conçu pour l'aspiration professionnelle des fluides corporels, des gaz, des tissus ou des os du patient pendant ou après une chirurgie. La pompe sans huile à la pointe de la technologie garantit des performances élevées avec d'excellentes capacités d'aspiration et un vide maximal atteignable en quelques secondes, sans entretien.

Un tableau de bord clair et une gamme complète d'accessoires en font l'appareil idéal pour l'aspiration chirurgicale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: NEW HOSPIVAC 400 Full5**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Moteur	Pompe à piston sans huile ni entretien
Puissance électrique	220-230V / 50-60Hz
Classification ISO 10079-1	ASPIRATION ÉLEVÉ / DÉBIT ÉLEVÉ
Max d'aspiration (réglable)	-0,90 bar -90 kPa -675 mmHg
Max débit d'air libre	90 l / min
Niveau de bruit	46,4 dBA
Cycle de service	Opération non-stop
Années de garantie	2
Carton d'expédition	1

ACCESSOIRES INCLUS	FULL
Récipient de collecte de liquide avec système de soupape de décharge (différentes options, voir ci-dessous)	2
Anneaux pour accueillir les pots (3 tailles en fonction du pot)	2
Bouteille de piège de sécurité (220ml)	2
Filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique)	2
Tubes en silicone ø 8x14mm (autoclavables) - Longueur du tube patient 150cm	2
Connecteur Conique ø 10-11-12mm	2
Entrée d'aspiration d'air	2
Pédale avec fonctionnement intermittent ou continu	1
Système de changement de pot en pot à l'aide de touches à effleurement	1
Cordon d'alimentation avec prise Schuko	1

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pots autoclavables de 5000 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Porte-canule pour stocker le tube d'aspiration en toute sécurité pendant le fonctionnement

Pédale avec fonction de régulation du vide

Ventouses fœtales en silicone

Rail en acier inoxydable médical standard (25x10 ou 30x10) et colliers de serrage

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-90-lpm/15461-aspirateur-chirurgical-2-bocaux-5-litres-pedale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com