

FICHE PRODUIT

Automate d'hématologie modèle OX-560 CI

Référence : SOC-OX560

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'automate d'hématologie modèle OX-560 CI

L'OX - 560 se présente comme la meilleure alternative du marché pour les-laboratoires désirant passer d'une 3 population à une 5 population et tous ceux Qui souhaitent avoir une 5 population attractif et simple d'utilisation. Grâce à sa taille compacte et sa facilité d'utilisation, l' OX - 560 offre les qualités d'un grand automate avec les avantages d'un petit.

Robuste et Performant

OX - 560 est l'un des 5 populations les plus compacts du marché et trouve facilement sa place dans tout laboratoire. Avec une mémoire de 50 000 résultats, 3 histogrammes, 3 scattergrammes 5populations et 1 scattergramme poules basophiles, l'OX - 560 offre une transcription précise et complète des résultats.

Intuitif et Facile d'utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

OX - 560 offre un écran tactile 10.4" facilitant le travail quotidien du laboratoire. Toujours dans cette optique, le format d'impression peut être modifié par l'utilisateur et l'ensemble des tâches à effectuer apparaissent instantanément.

Précis et Fiable

L'OX - 560 est caractérisé par une large gamme de linéarité, un faible report, un excellent "background" et des résultats fiables qui sont la base d'un excellent diagnostic.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRES.

27 paramètres dont 4 pour la recherche : GB, Lymp%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lymp#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, GR, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#.

PRINCIPES.

Méthode à impédance pour comptage GR et PLT. Réactif sans cyanure pour l'hémoglobine. Cryométrie de flux (FCM) + Laser à triple angle pour analyse 5POP et comptage GB.

GAMME DE LINEARITE.

WBC (0.00-300.00) x 10⁹ /L

HGB (0-250) g/L

HCT 0.0-67.0 %

RBC (0.00-8.50) x 10¹²/L

PLT (0-3000) x 10⁹/L

DIMENSIONS.

364mm(L) x 431mm(l) x 498mm(h).

POIDS

26.5 Kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/15462-l-automate-d-hematologie-modele-ox-560-ci.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com