


FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène 5L sur roulette modèle OX-5A

Référence : SOC-OX5A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène OX-5A** est un dispositif médical conçu pour fournir un apport continu en oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie légère à modérée. Grâce à sa technologie de concentration d'oxygène, il capte l'air ambiant et délivre un flux stable et de haute pureté, sans recours aux bouteilles d'oxygène.

Avec un débit allant jusqu'à 5 litres par minute, ce concentrateur d'oxygène est parfaitement adapté à une utilisation à domicile, en cabinet médical ou en clinique. Il offre un excellent équilibre entre performance, fiabilité et confort d'utilisation.

Performance adaptée au quotidien

Le modèle OX-5A assure une production continue d'oxygène avec un débit stable jusqu'à 5 L/min, garantissant une oxygénothérapie efficace.

Conception robuste

Fabriqué avec des composants de qualité, ce concentrateur est conçu pour une utilisation prolongée, même en fonctionnement continu.

Utilisation simple

Son interface intuitive permet une prise en main rapide, adaptée aux professionnels de santé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

comme aux particuliers.

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux le rend idéal pour une utilisation quotidienne, y compris pendant la nuit.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Usage en clinique et cabinet médical
- Traitement des maladies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne

Avantages clés

- Débit jusqu'à 5 L/min
- Haute pureté d'oxygène
- Fonctionnement continu
- Faible niveau sonore
- Appareil fiable et durable

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène OX-5A est une solution efficace pour une oxygénothérapie quotidienne.

Concentrateur d'oxygène 5L sur roulette modèle OX-5A

Caractéristiques Concentrateur d'oxygène 5L

- Performances stables
- Travaillez 20000 heures sans arrêt
- Nébuliseur et OCI en option
- Personnaliser la pression de 8,5 à 21 PSI
- Convient aux cliniques, patie légère à tamiser

Modèle: OX-5A

Puissance: 285

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pression standard: 8,5 PSI / 58,6 KPA

Poids: 16,6 kg (36,6 lb)

Taille: 14,5 po x 13,5 po x 22,5 po

36,8 cm x 34,2 cm * 57,2 cm

Paramètres de débit et oxygène

Paramètres de débit continu Continu

Débit: 1LPM ,2LPM ,3LPM, 4LPM ,5LPM

Oxygène: Saturation 96% 96% 95% 94%

Environnement de travail

Altitude de travail: jusqu'à 12000 pieds (3657 mètres)

utilisation de soutien en plateau, en montagne et en haute altitude

Niveau sonore de travail: ≤ 45 dB (nominal) à table plate

Niveau sonore de l'alarme sonore: 45 dB (nominal) à une distance de 39 po (1 m)

Température de fonctionnement: 41 ° F à 104 ° F (5 ° C à 40 ° C)

Humidité relative: 15% à 95%

Informations sur le paquet

Boîte d'emballage: 17 kg / par pièce, dimension: 43 * 40 * 64 cm

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15463-concentrateur-d-oxygene-5l-modele-ox-5a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com