

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène médical 10L sur roulettes

Référence : SOC-OX10A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Concentrateur d'oxygène médical 10L sur roulettes.

Modèle: OX-10A

Puissance: 650 watts Pression standard: 12,5 PSI / 86,1 KPA

Poids: 19,6 kg (43,2 lb)

Taille: 36,8 centimètres x 34,2 centimètres x 57,2 centimètres

Caractéristiques

- Travail 20000 heures sans arrêt
- Modèle deux personnes en option
- Nébuliseur et OCI en option
- Personnalisation de la pression de 8,5 à 21 PSI
- Convient pour les cliniques, les vétérinaires, le soufflage de verre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Paramètres de débit et saturation en oxygène

Débit continu: 10LPM

Saturation en oxygène: 90%

Environnement de travail

Altitude de travail: jusqu'à 12000 pieds (3657 mètres)

utilisation de soutien dans les plateaux, les montagnes et les hautes altitudes.

Niveau sonore de travail: ≤ 50 dB (nominal) à table plate.

Niveau sonore de l'alarme sonore: 45 dB (nominal) à une distance de 39 po (1 m).

Température de fonctionnement: 41 ° F à 104 ° F (5 ° C à 40 ° C).

Humidité relative: 15% à 95%.

Informations sur le paquet

Boîte d'emballage: 21,4 kg / par pièce, dimension: 43 * 40 * 64cm.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15464-concentrateur-d-oxygene-medical-10l-sur-roulettes.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com