

FICHE PRODUIT



HCV Ag bandelette pour test Hépatite C

Référence : SOC-172-050-S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

HCV Ag bandelette pour test Hépatite C

Méthode : Immunochromatographique

Conditionnement: 2 x 25 t

Température: 10 - 30 °C

Echantillons: Sérum, Plasma

Mesures: Bandelettes

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/15469-hcv-ag-bandelette-pour-test-hepatite-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com