

FICHE PRODUIT

Test rapide syphilis RPR CHARBON, 150T

Référence : SOC-22152

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test RPR charbon est une méthode non tréponémique de diagnostic de la syphilis dans le sérum et le plasma humain.

Méthode : Flocculation**Conditionnement:** 150 t**Température:** 2 - 8°C**Echantillons:** Sérum, Plasma

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/15470-test-rapide-syphilis-rpr-charbon-150t.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com