

FICHE PRODUIT



Test TPHA pour la détection d'anticorps anti-T. pallidum

Référence : SOC- 221920

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Test TPHA pour la détection d'anticorps anti-T. pallidum

Ce test est une aide au diagnostic de syphilis.

Méthode : IMicro hémagglutination

Conditionnement: 200 t

Température: 2 - 8 °C

Echantillons: Sérum, Plasma

Mesures: Bandelettes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15471-test-tpha-pour-la-detection-d-anticorps-anti-t-pallidum.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com