

FICHE PRODUIT

Source de lumière froide OTOLUX-LED LARGE TITAN-BLEU pour endoscope

Référence : SOC-780012

Points forts

- délais : 10 jours

Description du produit

Source de lumière froide OTOLUX-LED LARGE TITAN-BLEU Taille S

OTOLUX LED est une source de lumière endoscopique qui peut faire l'objet d'une utilisation mobile ou au poste de travail, sans restrictions en termes de performance et de manipulation.

L'OTOLUX LED s'active automatiquement. Équipé de capteurs numériques, il n'est plus nécessaire d'allumer ou d'éteindre la source de lumière. Dès que le capteur de mouvements intégré détecte un mouvement, l'OTOLUX LED transmet la luminosité paramétrée à l'endoscope.

À la fin de l'examen, lorsqu'on la repose, l'OTOLUX LED s'éteint automatiquement.

Données techniques

Puissance lumineuse

- Valeur IRC : > 95
- Flux lumineux 205 lm / > 210 klx
- Couleur de lumière : en option, halogène blanc chaud ou lumière naturelle blanc neutre
- Durée de vie de la LED : env. 50 000 heures
- Luminosité réglable en continu

Autonomie

- à luminosité maximale : 2 h 55 min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- à luminosité minimale : jusqu'à 11 h

Capacité de la batterie

- Signal batterie faible
- Batterie lithium-ions : Modèle 18650, 3,7 V, 3400 mAh

Équipement

- Allumage et extinction automatiques via capteur de mouvements (excepté pour l'OTOLUX BASE)
- Protection anti-éblouissement avec système de barrière photoélectrique
- Désactivation en cas de retrait du système optique
- Activation de la lumière impossible sans système optique
- Couleurs spéciales sur demande
- Gravure personnalisée en option (par ex. Nom du médecin)

Matériel

- Manche : aluminium anodisé

Dimensions et poids (avec batterie)

Taille S : 93 mm Ø 28 mm ; 122 g

Taille M : 108 mm Ø 28 mm ; 140 g

Taille L : 123 mm Ø 28 mm ; 161 g

Hygiène

- complètement insérable dans une solution désinfectante, bague de réglage amovible, cache pour le canal optique LED

Identification CE

- conformément à la directive 93/42/CEE

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/source-de-lumiere-froide/15472-source-de-lumiere-froide-otolux-led-large-titan-bleu-pour-endoscope.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	10 jours

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com