

FICHE PRODUIT



Caisson pédagogique-Boîte à coucou en carton + 1 gel offert

Référence : SOC-01211212

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte à coucou en carton + 1 gel offert

Boîte à coucou en carton + 1 gel offert est de formation pédagogique. Il est éco responsable (fabriqué en carton ondulé 100% recyclable !). Pesant tout juste 1 kilo, il se transporte très facilement (avec poignée de transport intégrée.).

Autre atout : nul besoin d'alimentation secteur, fonctionne à piles (fournies) !

La boîte à coucou en carton est Super pratique et indispensable lors des démonstrations de protocole d'Hygiène des mains, dans le secteur médical, lors des formations du personnel soignant (médecins, infirmières, aides-soignantes...), mais également adapté dans les milieux scolaires, pour dispenser une formation efficace "Sensibilisation aux bons gestes de désinfection des mains" aux élèves !

Ludique et pratique ! Cette Boîte à coucou en carton New Generation dispose d'une double vue : le formateur et l'élève peuvent regarder simultanément la qualité de la friction : la lampe Ultraviolet dévoile les zones où le gel hydroalcoolique a été appliqué. L'interprétation visuelle est immédiate et claire : les zones phosphorescentes témoignent d'une friction correctement exécutée et efficace, tandis que les zones sombres montrent que la technique de friction n'est pas acquise.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques de la boîte à coucou en carton

- La boîte à coucou en carton est un matériel médical destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains,
- Alimentation : fonctionne avec 6 piles AA LR06 incluses.
- Éclairage autonome : 2 Lampes UV 51 LED
- Fabrication en carton ondulé : matériau à la fois léger, rigide et résistant, entièrement recyclable,
- Dimensions Caisson monté : Taille L 53.5 cm x P 38.5 cm x H 41 cm
- Poids : 1.1 kg
- Utilisation exclusivement avec le Gel Phosphorescent Aniosgel 85 NPC 300 ml contient un agent phosphorescent.
- Retrouvez sur notre site l'ensemble de la gamme des produits désinfectants mains Anios.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/15474-boite-a-coucou-en-carton-1-gel.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com