

FICHE PRODUIT

Egouttoir mural en Rilsan blanc

Référence : SOC-EGMP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Egouttoir mural en Rilsan® blanc

- Egouttoir mural en Rilsan® blanc, 62 places

Application : Séchage de la verrerie de laboratoire

Avantages : Gain de place

Matière : Rilsan® (fil métallique plastifié blanc)

Autres caractéristiques :

- Capacité de 62 places réparties comme suit :
- 1 rangée de 5 supports en épingle
- 1 rangée de 4 supports en épingle
- 2 rangées de 10 supports simples chacune
- 3 rangées de 11 supports simples chacune

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/accessoires-pour-flacon-col-gl45/15475-egouttoir-mural-en-rilsanr-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com