

FICHE PRODUIT

Débitmètres à bille OxyII

Référence : SOC-OXY120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Débitmètre à bille OxyII

Ils sont recommandés pour une utilisation en oxygénothérapie, sont légers, faciles à utiliser, efficaces et précis. Ils compensent les variations de pression de la canalisation puisqu'ils admettent toute la pression dans la ligne, maintiennent la pression et fournissent au patient le débit sélectionné à pression atmosphérique à travers le masque, le cathéter nasal, le nébuliseur, l'humidificateur, etc.

Description

Corps en laiton (chromé mat).

Bouton de commande de régulation en polyamide.

Tubes extérieurs et intérieurs en polycarbonate.

Flotteur en acier inoxydable.

Sortie DISS en laiton (chromé mat).

Sans latex.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimensions (Largeur x Hauteur)	27 x 149 mm
Poids	164 g
Options de gaz	O ₂ et Air
Raccords	BS, NF, DIN et SS Pour les autres raccords, veuillez consulter
	Sans raccord (filetage Whitworth G1 / 8 "F)
Raccord de sortie	DISS O2 9/16 "- 18h UNF
	Connecteur DISS pour Tuyau O2 et Air
Pression d'entrée	4,5 bar - 65 psi - 450 kPa
Précision	±10%
Échelles	De 0 à 5 L / min
	De 0 à 15L / min
	De 0 à 30L / min
Option	Accouplement de rail

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/15488-debitmetres-a-bille-oxyl.html>

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com