

FICHE PRODUIT



Drain Trocart Thoracique CH 28

Référence : SOC-62628

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Drain trocart pour drainage thoracique / pleural (pneumothorax, hémothorax, chylothorax, pyothorax...)

Ce dispositif comprend : un drain thoracique en PVC transparent avec une ligne ORX, extrémité ouverte, 2 orifices latéraux. Marquage tous les 2 cm de 2 à 14 cm et tous les 2 cm de 2 à 24 cm . La partie proximale du drain comporte un raccord en PVC en forme de godet.

un trocart métallique avec poignée en PP, assurant une bonne préhension et une insertion contrôlée.

un protecteur à l'extrémité distal du drain, à retirer avant de commencer la procédure.

Disponible en tailles (en Fr):

- 12 et 16: Longueur 25 cm
- 20, 24, 28, 32: Longueur 40 cm

Boîte de 20

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/drainage/15490-drain-trocart-thoracique-ch-28.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com