

FICHE PRODUIT



Système de drainage thoracique PLEUR-EVAC A6000

Référence : SOC-604237

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **système de drainage thoracique Pleur-Evac gamme A6000** est un **système de drainage thoracique semi-sec**

- est une solution brevetée pour les soins thoraciques, cardiovasculaires, traumatiques et intensifs
- il bénéficie de la technologie de gestion des fluides corporels la plus avancée.
- Précision, contrôle d'aspiration élevé à l'aide d'indicateurs visuels, dispositifs de mesure de fuites d'air et raccords ATS sans aiguille pour les prélèvements sanguins sont quelques-unes des caractéristiques qui expliquent la réputation du système de drainage thoracique Pleur-evac.
- Ce système est adapté pour **adulte et enfant**

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de recueil de 2500ml sur le modèle adulte / pédiatrique.
- Débitmètre breveté pour l'évaluation du pneumothorax.
- Connecteurs verrouillables pour autotransfusion avec site de prélèvement.
- Pratique : léger et de faible encombrement, emballage recyclable, crochets de transport, poignée et pied amovible.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Il est équipé d'une protection visant à limiter les fuites et les migrations de liquide vers les autres chambres. Cette protection prévient ainsi le déversement du scellé sous eau dans la chambre de recueil. (Réf. concernées A-6000-08LF et A-6050-08LF).

AVANTAGES

- Niveau d'aspiration constant allant de -10cm à -40cm d'H₂O.
- Visualisation précise du pneumothorax : débitmètre breveté.
- Sécurité : compensation des importantes fuites d'air patient et des fluctuations de la source de vide.
- Réduction du niveau de bruit par rapport à un système à eau.
- Economie et rapidité : un flacon d'eau stérile destiné à remplir le scellé sous eau

Conditionnement de vente . Kit de 6

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drainage/15491-systeme-de-drainage-thoracique-pleur-evac.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com