

FICHE PRODUIT



Poche à urine stérile 2 litres avec valve anti-retour et vidange.

Référence : SOC-PAU321

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

- Collecteur en PVC médical.
- Contenance 2 litres environ.
- Tubulure 90cm.
- Connectable sur sondes urinaires.
- Emplacement pour suspension avec crochet.
- Fermeture parfaitement étanche.
- S'adapte au filet de maintien.

Sous emballage individuel stérile.

Matériel médical CE.

Conditionné par sachets de 25 poches.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/15495-poche-a-urine-sterile-2-litres-avec-valve-anti-retour-et-vidange.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com