

FICHE PRODUIT

Poche à urine avec valve et vidange, fermeture SafeT

Référence : SOC-PAU150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

- Collecteur en PVC médical.
- Contenance 1,5 litres ou 2 litres environ.
- Tubulure 90 cm ou 120 cm.
- Connectable sur sondes urinaires.
- Emplacement pour suspension avec crochet.
- Fermeture parfaitement étanche.
- S'adapte au filet de maintien.

Emballage individuel stérile.

Vendu par lot de 25 poches.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/15496-poche-a-urine-avec-valve-et-vidange-fermeture-safet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com