

FICHE PRODUIT

Chariot à crémaillères / Chariot de stérilisation

Référence : SOC-NEO1157

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot à crémaillères

Chariots à crémaillères entièrement en acier inoxydable 304 équipés de roulettes de 125 mm, dont deux avec mécanisme de blocage.

L'équipement des racks est constitué de paniers et d'étagères

Dimensions totales: 550 x 750 x 1900 mm [L x P x H]

COMPOSE DE : 2 x lattes avec crochets; 2 x panier 575 x 280 x 135 mm; 3 x panier découpé 575 x 280 x 260 mm.

FAIT DE: Acier inoxydable 304.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15497-chariot-a-cremailleres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com