

**FICHE PRODUIT**

## Verre à pied gradué en verre sodocalcique Normax 250ml

Référence : SOC-V100250

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Verre à pied gradué en verre sodocalcique Normax 250ml**

Verre à expérience en verre sodocalcique Normax avec graduations dans la masse

**Caractéristiques :**

- Qualité du verre: Sodocalcique
- Couleur du verre: Verre clair
- Bec verseur: Oui
- Graduations moulées: Oui
- Capacité : 250ml
- Hauteur : 148mm

**Conditionnement minimum de vente : 1****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/15498-verre-a-experience-gradue-en-verre-sodocalcique-normax.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)