

FICHE PRODUIT

Turbidimètre de laboratoire USEPA180.1

Référence : SOC-8870302

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Turbidimètre de laboratoire USEPA180.1

Ce **Turbidimètre de laboratoire** s'adresse aux professionnels de l'eau et responsables de laboratoire, exigeant une qualité d'analyses irréprochable. Développé avec les technologies les plus récentes, il assure des mesures à la fois simples à réaliser, rapides et fiables. Muni d'un écran graphique ergonomique et d'une interface utilisateur avancée, il affiche, outre les résultats, des messages en langage clair accompagnant l'utilisateur à toute étape opératoire.

- Mesure de haute précision même à très faibles turbidités
- Spécial eau potable
- Écran graphique
- Interface utilisateur optimisée pour une utilisation intuitive
- Modèle combiné avec gamme chlore

Turbidimètre/Photomètre chlore de laboratoire haute précision

- Système optique à lampe tungstène d'une grande sensibilité de détection des petites particules

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Méthodes de mesure néphélométrique et ratio (turbidité)
- Fonction CAL-CHECK : dispositif d'étalonnage et de validation utilisateur pour vérifier l'exactitude de mesure de l'instrument (chlore libre et total)
- Étalonnages chlore et turbidité optimisé avec solutions étalons certifiées, prêtes à l'emploi
- Lecture directe des résultats
- Interface utilisateur optimisée pour une utilisation intuitive
- Menus tutoral et d'aide contextuelle assurant fluidité et absence d'erreurs
- Mémorisation jusqu'à 200 mesures et transfert sur PC via port USB
- Exactitude de mesure remarquable
- Étalonnage de la turbidité en 2,3 ou 4 points + test du 0
- Fonction BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec mémorisation des données d'étalonnage
- Grand écran graphique avec messages en texte clair et symboles explicites
- Conformité USEPA
- Rapport performances / prix exceptionnel

Un système optique évolué

- Lampe blanche au tungstène d'une grande sensibilité de détection des petites particules
- Très faible lumière parasite assurant une grande exactitude de mesure
- Méthode néphélométrique à 90° assurant une bonne linéarité à faibles turbidités
- Dispositif minimisant l'effet des colorations d'une solution

Présentation

Le **Turbidimètre USEPA180.1** est livré avec 5 cuvettes de mesure et capuchons, solutions d'étalonnage (5), huile silicone HI93703-58, tissu de nettoyage pour cuvettes et un adaptateur secteur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15499-turbidimetre-de-laboratoire-usepa180-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com