

FICHE PRODUIT

Cônes biohit: 100 - 10 000µl, en sac de 100

Référence : EPP-780310

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes BIOHIT: 100 - 10 000µl, en sac de 100; Longueur 242mm; * En polypropylène naturel; * Incolores et exempts de métaux lourds; * Autoclavables à 121°C pendant 20 min; * Condition minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-biohit/155-cones-biohit-100-10-000-l-en-sac-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com