

**FICHE PRODUIT**

## Distributeur de préservatifs à double colonne

Référence : SOC-VD2805

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

### Distributeur de préservatifs à double colonne

**Caractéristiques du distributeur de préservatif à double colonnes :**

- Unité mécanique et conçue spécifiquement pour le secteur de la vente de préservatifs.
- Ils sont fiables et robustes mais pour une utilisation en intérieur
- Couvercle en acier doux, peint en blanc, vitrines, validateur unique
- Dimension de la boîte pour 03 préservatifs : 60 x 60 x 17 mm
- Chaque colonne ne prendrait qu'environ 31 ou éventuellement 32 paquets

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit


<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/15501-distributeur-de-preservatifs-a-double-colonne.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)