

FICHE PRODUIT



Congélateur ultra-basse température -40°C

Référence : SOC-FW360

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur horizontal ultra-basse température -40°C

Convient pour une utilisation dans la recherche scientifique, test cryogénique sur matériaux spéciaux, cryoconservation du plasma sanguin, test de résistance à basse température sur matériaux biologiques, vaccins, produits biologiques et produits militaires, etc. Convient pour une utilisation dans les instituts de recherche, l'industrie électronique, l'industrie chimique, les hôpitaux, le système de santé et de prévention des maladies, les laboratoires dans les collèges et universités, les entreprises militaires, etc.

Système de contrôle:

- Contrôle de la température du micro-ordinateur de haute précision, plus précis
- La température de la chambre peut être réglée dans une plage de -10 à -40°C
- Le système de contrôle de température par micro-ordinateur de haute précision et les capteurs de température à résistance de platine assurent un contrôle de température plus précis.

Système de réfrigération:

- Le compresseur de marque de renommée internationale et le ventilateur célèbre peuvent garantir

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

un refroidissement rapide et sont économes en énergie et respectueux de l'environnement.

- Technologie de mousse de polyuréthane sans CFC, performances d'isolation parfaites. Ligne environnante de gaz chaud pour éviter la condensation.

Système de sécurité:

- La fonction de protection contre le retard de démarrage et l'intervalle d'arrêt peut assurer un fonctionnement fiable
- Le système de sécurité bien développé avec plusieurs fonctions d'alarme sonore et visuelle : alarme de défaillance du capteur, alarme de température élevée et basse, alarme de panne de courant, alarme de batterie faible, alarme de température ambiante élevée pour assurer le stockage de l'échantillon de sécurité
- Porte avec serrure à clé pour empêcher l'ouverture sans autorisation.

Système d'isolation thermique :

- La porte en mousse isolante thermiquement à deux couches et la conception de l'isolation du système de porte extérieure avec plusieurs brevets peuvent empêcher la perte de capacité de réfrigération de manière efficace ;
- Isolation moussante de 110 mm pour une meilleure performance thermique.

Conception orientée vers l'homme :

La structure en tôle d'acier de haute qualité avec revêtement en poudre, la doublure en acier inoxydable et la conception à faible bruit peuvent créer un environnement de stockage confortable.

Données techniques :

- Modèle: DW-FW360
- Volume effectif (L) : 360L
- Température (°C): -10 ~ -40
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 1534 x 775 x 929 mm
- Dimensions internes (LxPxH): 1308 x 465 x 651 mm
- Puissance d'entrée (W) : 440
- Poids net / kg) : 103

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateur-mixte/15503-congelateur-ultra-basse-temperature-40-c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com