

FICHE PRODUIT



Spectromètre optique d'émission atomique à plasma à couplage inductif Modèle, JB-1000

Référence : SOC-JB1000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spectromètre optique d'émission atomique à plasma à couplage inductif Modèle, JB-1000

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15504-spectrometre-optique-d-emission-atomique-a-plasma-a-couplage-inductif-modele-jb-1000.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com