

FICHE PRODUIT



COUVERCLE EN METAL POUR CLASSEUR DE STOCKAGE

Référence : SOC-CLASTOP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

COUVERCLE EN MÉTAL POUR CLASSEUR DE STOCKAGE

Lorsque les classeurs sont empilés, le couvercle permet de recouvrir le classeur supérieur.

Dimensions : L.48xP.48xH.2,5cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/15505-couvercle-en-metal-pour-classeur-de-stockage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com