

FICHE PRODUIT



BALANCE ELECTRONIQUE DIGITALE VES100A

Référence : SOC-VES100A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la balance

- Balance de précision : 100 kg / 5 g d'excellente qualité.
- Poids admissible : 100 kg
- Résolution : 5 g
- Précision : 0,5%
- Affichage LCD 7 segments
- Température de fonctionnement : -10 à 40°C
- Alimentation : pile 9 V
- Taille du plateau : 23,7 x 23,7 cm
- Poids : 5 kg
- Alarme intégrée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precison/15508-balance-electronique-digitale-ves100a.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



Caractéristique	Valeur
Capacité	100g/1000g
Précision	0,1g
Unité	g, mg, µg
Alimentation	Batterie
Dimensions	110x60x40 mm
Poids	1 kg



SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com